

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Количество
1	Готовая питательная среда Агар Макконки Код КТРУ отсутствует	Описание: используется для селективного выделения и идентификации энтеробактерий из фекалий, мочи, сточных вод и пищевых продуктов. Также он является селективной и дифференциальной средой для выделения кишечных грамотрицательных бактерий. Форма выпуска: Готовые к применению Диаметр чашки Петри: не менее 90 мм Состав на 1 литр готовой среды: Панкреатический гидролизат желатина - не менее 17,0 г; Моногидрат лактозы - не менее 10,0 г; Хлорид натрия - не менее 5,0 г; Пептоновая смесь (мясной и казеиновый) - не менее 3,0 г; Соли желчных кислот - не менее 1,5 г; Нейтральный красный - не менее 0,03 г; Кристаллический фиолетовый - не менее 0,001 г; Бактериологический агар - не менее 13,50 г. Остаточный срок годности не менее 60 дней Условия транспортировки к конечному потребителю: при температуре от +2°С до + 8°С, с документальным подтверждением транспортировки в указанном диапазоне.	шт	1 400
2	Агар Мюллера-Хинтона питательная среда для определения чувствительности к антимикробным препаратам ИВД Код КТРУ 20.59.52.140-00000242	Описание: Неселективный агар Мюллера-Хинтона (Mueller-Hinton), питательная среда, предназначенная для выполнения диагностического тестирования чувствительности неприхотливых микроорганизмов, выделенных из клинического образца и/или изолята культуры, к антимикробным препаратам. Форма выпуска: Готовые к применению Диаметр чашки Петри: 90 мм <i>Дополнительные характеристики:</i> Состав на 1 литр готовой среды: Казеин (бычий) – не менее 17,5 г; Мясной экстракт – не менее 2 г; Картофельный крахмал – не менее 1,5 г; Агар – не менее 17 г; Ионы Са⁺⁺ – не менее 50 мг; Ионы Mg⁺⁺ – не менее 25 мг. <i>Обоснование: Компонентный состав определяет ростовые характеристики питательных сред, а также состав среды влияет на буферные свойства питательной среды, которые определяют значение pH. Различные группы микроорганизмов, особенно требовательные, очень чувствительны к кислотности среды</i> Остаточный срок годности не менее 60 дней <i>Обоснование: Удобство использования длительное время в связи с неравномерными потоками поступления клинического материала</i> Условия транспортировки к конечному потребителю: при температуре от +2°С до + 8°С, с документальным подтверждением транспортировки в указанном диапазоне. <i>Обоснование: Сохранение на исходном уровне питательных и ростовых свойств сред, для предотвращения возможных ошибок при бактериологических исследованиях</i>	шт	900
3	Маннит-солевой агар для Staphylococcus spp. питательная среда ИВД Код КТРУ 20.59.52.140-	Описание: Селективная и/или дифференциальная питательная среда, солевой агар с маннитом, предназначенная для выращивания и изоляции видов Staphylococcus, выделенных из клинического образца. Форма выпуска: Готовые к применению Объем питательной среды: 15 см³; ^мл	шт	1 400

	00000423	<i>Дополнительные характеристики:</i> Диаметр чашки Петри: не менее 90 мм Состав на 1 литр готовой среды: Хлорид натрия - не менее 75,0 г; D-маннит - не менее 10,0 г; Мясной экстракт - не менее 1,0 г; Феноловый красный - не менее 0,025 г; Пептоновая смесь (панкреатический гидролизат казеина и пептический перевар животной ткани 1:1) - не менее 10,0 г; Бактериологический агар - не менее 15,0 г. <i>Обоснование: Компонентный состав определяет ростовые характеристики питательных сред, а также состав среды влияет на буферные свойства питательной среды, которые определяют значение pH. Различные группы микроорганизмов, особенно требовательные, очень чувствительны к кислотности среды</i> Остаточный срок годности не менее 60 дней <i>Обоснование: Удобство использования длительное время в связи с неравномерными потоками поступления клинического материала</i> Условия транспортировки к конечному потребителю: при температуре от +2°C до + 8°C, с документальным подтверждением транспортировки в указанном диапазоне. <i>Обоснование: Сохранение на исходном уровне питательных и ростовых свойств сред, для предотвращения возможных ошибок при бактериологических исследованиях</i>		
4	Хромогенный агар для Staphylococcus aureus питательная среда ИВД Код КТРУ 20.59.52.140-00000223	Описание: Селективный и/или дифференциальный агар питательная среда, содержащая хромогенные субстраты, предназначенная для выращивания и изоляции Staphylococcus aureus из клинического образца. Форма выпуска: Готовые к применению Диаметр чашки Петри 90 мм <i>Дополнительные характеристики:</i> Состав на 1 литр готовой среды: Ферментативный гидролизат казеина - не менее 12 г; Панкреатический перевар желатина - не менее 3 г; Говяжий экстракт - не менее 6 г; Дрожжевой экстракт - не менее 5 г; Натрия пируват - не менее 10 г; Лития хлорид - не менее 5 г; Хромогенная смесь - не менее 2,1 г; агар-агар - не менее 20 г. <i>Обоснование: Компонентный состав определяет ростовые характеристики питательных сред, а также состав среды влияет на буферные свойства питательной среды, которые определяют значение pH. Различные группы микроорганизмов, особенно требовательные, очень чувствительны к кислотности среды</i> Остаточный срок годности не менее 60 дней <i>Обоснование: Удобство использования длительное время в связи с неравномерными потоками поступления клинического материала</i> Условия транспортировки к конечному потребителю: при температуре от +2°C до + 8°C, с документальным подтверждением транспортировки в указанном диапазоне. <i>Обоснование: Сохранение на исходном уровне питательных и ростовых свойств сред, для предотвращения возможных ошибок при бактериологических исследованиях</i>	шт	20
5	Готовая питательная среда Сабуро с добавками Код КТРУ отсутствует	Описание: среда предназначена для селективного выделения и культивирования плесневых грибов и дрожжей. Форма выпуска: Готовые к применению Диаметр чашки Петри не менее 90 мм Состав на 1 литр готовой среды: Декстроза - не менее 20,0 г; Желатин-пептон (бычий или свиной) - не менее 5 г; Казеин (бычий) - не менее 5 г; Гентамицин - не менее 0,04 г; Хлорамфеникол - не менее	шт	1 400

		0,5 г; Агар - не менее 15,0 г. Остаточный срок годности не менее 60 дней Условия транспортировки к конечному потребителю: при температуре от +2°C до + 8°C, с документальным подтверждением транспортировки в указанном диапазоне.		
6	Колумбийский агар питательная среда ИВД, 5% овечьей крови Код КТРУ 20.59.52.140-00000203	Описание: Неселективная питательная среда Колумбийский агар, содержащая 5% дефибринированной овечьей крови, предназначенная для выращивания и изоляции микроорганизмов из клинического образца. Форма выпуска: Готовые к применению Диаметр чашки Петри 90 мм <i>Дополнительные характеристики:</i> Состав на 1 литр готовой среды: Пептон и казеин (бычий или свиной) - не менее 10 г; Гидролизированные животные белки (бычьи или свиные) - не менее 10 г; Пептон (бычье или свиное сердце) - не менее 3 г; Кукурузный крахмал - не менее 1 г; Натрия хлорид - не менее 5 г; Агар - не менее 13,5 г; Кровь (баранья) – не менее 50 мл. <i>Обоснование: Компонентный состав определяет ростовые характеристики питательных сред, а также состав среды влияет на буферные свойства питательной среды, которые определяют значение pH. Различные группы микроорганизмов, особенно требовательные, очень чувствительны к кислотности среды</i> Остаточный срок годности не менее 60 дней <i>Обоснование: Удобство использования длительное время в связи с неравномерными потоками поступления клинического материала</i> Условия транспортировки к конечному потребителю: при температуре от +2°C до + 8°C, с документальным подтверждением транспортировки в указанном диапазоне. <i>Обоснование: Сохранение на исходном уровне питательных и ростовых свойств сред, для предотвращения возможных ошибок при бактериологических исследованиях</i>	шт	1 400
7	Кровяной теллуритовый агар (КТА) Код КТРУ отсутствует	Описание: агар предназначен для выделения <i>Corynebacterium diphtheriae</i> при проведении микробиологической диагностики in vitro. Форма выпуска: Готовые к применению Диаметр чашки Петри не менее 90 мм Состав на 1 литр готовой среды: Пептон и казеин (бычий или свиной) - не менее 10 г; Гидролизированные животные белки (бычьи или свиные) - не менее 10 г; Пептон (бычье или свиное сердце) - не менее 3 г; Кукурузный крахмал - не менее 1 г; Натрия хлорид - не менее 5 г; Агар - не менее 13,5 г; Теллурид калия, 2% - не менее 30 мл; Кровь (баранья) – не менее 100 мл. Остаточный срок годности не менее 60 дней Условия транспортировки к конечному потребителю: при температуре от +2°C до + 8°C, с документальным подтверждением транспортировки в указанном диапазоне.	шт	750
8	Шоколадный агар с факторами X/V питательная среда ИВД Код КТРУ 20.59.52.140-00000442	Описание: Агар с добавками, питательная среда, содержащая термически лизированные эритроциты и факторы X (hemin) и V (NAD), предназначенная для выращивания и изоляции видов <i>Haemophilus</i> , <i>Neisseria</i> , и/или <i>Streptococcus</i> из клинического образца. Форма выпуска: Готовые к применению Диаметр чашки Петри 90 мм <i>Дополнительные характеристики:</i>	шт	300

	Состав на 1 литр готовой среды: Казеин (бычий) - не менее 7,5 г; Пептон (бычий или свиной) - не менее 7,5 г; Кукурузный крахмал - не менее 1 г; Калия фосфат двухзамещенный - не менее 4 г; Натрия хлорид - не менее 5 г; Агар - не менее 10 г; Кровь (баранья) - не менее 50,0 мл; смесь факторов роста. <i>Обоснование: Компонентный состав определяет ростовые характеристики питательных сред, а также состав среды влияет на буферные свойства питательной среды, которые определяют значение pH. Различные группы микроорганизмов, особенно требовательные, очень чувствительны к кислотности среды</i> Остаточный срок годности не менее 60 дней <i>Обоснование: Удобство использования длительное время в связи с неравномерными потоками поступления клинического материала</i> Условия транспортировки к конечному потребителю: при температуре от +2°C до + 8°C, с документальным подтверждением транспортировки в указанном диапазоне. <i>Обоснование: Сохранение на исходном уровне питательных и ростовых свойств сред, для предотвращения возможных ошибок при бактериологических исследованиях</i>		
--	---	--	--